

灵芝酸 B 说明书

【中文名】灵芝酸 B

【英文名】Ganoderic acid B

【分子式】 $C_{30}H_{44}O_7$

【分子量】516.671

【CAS 号:】81907-61-1

【性状】白色结晶粉末

【规格】98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年