

莱苞迪甙 A 说明书

【中文名称】 莱鲍迪苷 A

【别名】 瑞鲍迪苷 A

【英文名称】 Rebaudioside A

【CAS 号】 58543-16-1

【分子式】 $C_{44}H_{70}O_{23}$

【分子量】 967.01

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶粉末

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 HPLC-ELSD:乙腈： 水=85:15(仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存，



长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年