

## 儿茶素说明书

**【中文名称】** 儿茶素

**【别名】** (+)-儿茶素

**【英文名称】** Cianidanol

**【CAS】** 154-23-4

**【分子式】** C<sub>15</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>

**【分子量】** 290.27

**【溶解度】** 甲醇

**【性状】** 白色结晶粉末

**【检测标准】** HPLC-UV:KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>(pH 2.5)-甲醇梯度洗脱 λ:  
280nm(仅供参考)

**【规格】** 98%，99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】** ≤0.2%

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2年