

京尼平龙胆双糖苷说明书

【中文名称】：京尼平-龙胆双糖苷[1]

【英文名称】：Genipin 1-gentiobioside

【CAS 号】：29307-60-6

【分子式】：C₂₃H₃₄O₁₅

【分子量】：550.5071

【密度】：1.63g/cm³

【规格】98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年