

## 京尼平苷酸说明书

【中文名称】 京尼平苷酸

【别名】 梔子酸

【英文名称】 Osidic acid

【CAS 号】 27741-01-1

【分子式】  $C_{16}H_{22}O_{10}$

【分子量】 374.34

【溶解度】 甲醇

**【性状】** 类白色结晶粉末

**【规格】** 98%，99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** 甲醇：0.5%醋酸溶液梯度检测 检测波长：254nm(仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，  
长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2 年