

## 芳樟醇说明书

【中文名称】 芳樟醇

【英文名称】 Linalool

【CAS】 78-70-6

【分子式】 C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O

【分子量】 154.25

【溶解度】 甲醇

**【性状】** 淡黄色液体

**【检测标准】** 2010 版中国药典

**【工艺流程】** 千年健油-硅胶柱层析精制-纯品

**【规格】** 98%， 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存， 2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。



**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，  
长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2 年