

## 防己诺林碱说明书

**【中文名】** 防己诺林碱

**【英文名】** Fangchinoline

**【别名】** 汉防己乙素

**【分子式】** C<sub>37</sub>H<sub>40</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>

**【分子量】** 608.72

**【CAS 号】** 436-77-1

**【性状】** 白色结晶粉末

**【规格】** 98%， 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存， 2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存，



长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2 年