

剑麻皂苷元说明书

【中文名称】 剑麻皂苷元

【别名】 剑麻皂素、替告吉宁

【英文名称】 Tigogenin

【CAS 号】 77-60-1

【分子式】 $C_{27}H_{44}O_3$

【分子量】 416.64

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色针状结晶

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 HPLC-ELSD： 甲醇： 水=90:10(仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年