

鹰嘴豆芽素 A 说明书

【中文名称】：鹰嘴豆芽素 A

【性状】：淡绿色结晶粉末

【来源】：红车轴

【溶解度】：溶于甲醇

【分子式】：C₁₆H₁₂O₅

【分子量】：284.26

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存， 长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年