

维生素 K3 说明书

中文名：维生素 K3

英文名：VK3

别名：甲萘醌;2-甲基-1, 4-萘醌, 2-甲萘醌, β -甲萘醌, 甲基萘醌

CAS 号：58-27-5

分子式：C₁₁H₈O₂

分子量：172.183

MDL: MFCD00001681

熔点: 104-105℃

储存条件: 2-8℃

来源: 合成

外观: 黄色

溶解性: 溶于乙醇(1 G/60 ML) 、苯(1 G/10 ML)、氯仿、四氯化碳和植物油(1 G/50 ML)等，不溶于水

用途: 止血药、饲料添加剂原料

敏感性: 对光敏感