

苏丹红III说明书

中文名：苏丹红III

英文名： Sudan III; Solvent Red 23

CAS 号： 85-86-9

分子式： $C_{22}H_{16}N_4O$

分子量： 352.39

MDL： MFCD00003905

熔点: 199℃

储存条件: 2-8℃

来源: 合成

闪点: 584.6℃

外观: 红棕色粉末

溶解性: 能溶于氯仿的冰乙酸，稍溶于乙醚，醇，丙醇，石油醚，不挥发油，热甘油和挥发油。微溶于水

用途: 脂肪及其类似物混染物，苏丹III可以用油红O代替。校

准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制；其他