

3,4-二羟基苯乙酸说明书

中文名：3,4-二羟基苯乙酸

英文名：3,4-dihydroxyphenylacetic acid

别名：高原儿茶酸;Benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy-; 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid; Benzeneacetic acid,3,4-dihydroxy; 3,4-dihydroxy-1-benzeneacetic acid; Homoprotocatechuic acid; 4-Carboxymethylpyrocatechol; Py

CAS 号：102-32-9

分子式：C₈H₈O₄

分子量: 168.149

MDL: MFCD00004338

熔点: 127-130 °C (lit.)

沸点: 418.4 °C at 760mmHg

储存条件: 2-8 °C

来源: 合成

闪点: 221 °C

外观: 固体