

1,3-二咖啡酰奎宁酸（洋蓟素）说明书

中文名：1,3-二咖啡酰奎宁酸（洋蓟素）

英文名： CYNARIN

别名： 洋蓟素;1,3-Dicaffeoylquinic acid;(1S,3R,4R,5R)-1,3-Bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyloxy]-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid

CAS 号： 30964-13-7

分子式： C₂₅H₂₄O₁₂

分子量： 516.45

沸点： 819.9℃ at 760 mmHg

储存条件： 2-8℃

来源： 菊苣

闪点： 278.1℃

外观： 淡黄色粉末

用途： 是一种新结构类型的抗乙型肝炎病毒和艾滋病病毒的化合物