

## 核酸助沉剂(Glycogen,20mg/ml)

### 摘要

用作沉淀 DNA 或 RNA 的辅助沉淀

### 产品介绍

用作沉淀 DNA 或 RNA 的辅助沉淀 1ul  
Glycogen (20mg/ml)即可把少至皮克(pg)级的 DNA 或 RNA 从 1ml 的溶液体系中沉淀出来。用 glycogen 沉淀后对于后续的细菌转化没有干扰,0.001mg/ml glycogen 不会抑制 TdT