

## Western 抗体洗脱液(碱性)

### 摘要

亦称为蛋白印迹膜再生液 Stripping buffer 或 Western 一抗二抗去除液,用于 Western 中转移了蛋白的膜的重复利用

### 产品介绍

亦称为蛋白印迹膜再生液 Stripping buffer 或 Western 一抗二抗去除液,用于 Western 中转移了蛋白的膜的重复利用使用 ECL 类似的化学发光试剂进行的 Western 检测适用本试剂,用本试剂只需大约 15-20 分钟即可实现蛋白膜的重复使用,然后可以进行封闭等后续的 Western 操作.