

## TMB 显色液(组化或膜 HRP)

### 摘要

用于免疫组化或原位杂交时 HRP 的显色检测,以及 Western、Southern、Northern 等 HRP 的膜显色检测。

### 产品介绍

用于免疫组化或原位杂交时 HRP 的显色检测,以及 Western、Southern、Northern 等 HRP 的膜显色检测。 TMB 是辣根过氧化物酶的常用底物,在辣根过氧化物酶或其他适当过氧化物酶的催化下,TMB 会产生可溶性蓝色产物。蓝色产物通常可以在 370nm 或 620-650nm 测定吸光度。