

CAPS 转移缓冲液(中分子量)

摘要

又称为蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,更适用于中等分子量蛋白质(大于于 10KD,小于 61KD)转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜

产品介绍

又称为蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,更适用于中等分子量蛋白质(大于于 10KD,小于 61KD)转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜
主要由 CAPS、DTT、甲醇等组成。