

Western 转移缓冲液(10×)

摘要

蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,适用于蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜(NC 膜),但更适用于 NC 膜,不适用于尼龙膜

产品介绍

蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,适用于蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜(NC 膜),但更适用于 NC 膜,不适用于尼龙膜主要由 Tris、甘氨酸组成,临用前稀释后加入甲醇。