

碘乙酰胺溶液(IAM,10mmolL)

摘要

蛋白酶抑制剂,碘乙酰胺溶液适用于从哺乳动物组织、细胞中提取蛋白质，能够更有效的获得目的蛋白质。

产品介绍

蛋白酶抑制剂,碘乙酰胺溶液适用于从哺乳动物组织、细胞中提取蛋白质，能够更有效的获得目的蛋白质。主要由碘乙酰胺 iodacetamide 等组成，不含 EDTA。提取出来的蛋白可以用于 Western Blot、免疫共沉淀等试验。工作浓度是 10-100umol/L。亦有用 10mg/ml。