

## **Acr-Bis(29.1%:0.9%)**

### **摘要**

等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离,丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,29.1%:0.9%)

### **产品介绍**

等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离,丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,29.1%:0.9%)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 29.1%:0.9%。