

Acr-Bis(30%:0.8%)

摘要

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,30%:0.8%)

产品介绍

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,30%:0.8%)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 30%:0.8%。