

## **Acr-Bis(30%1.6%)**

### **摘要**

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,30%:1.6%)

### **产品介绍**

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,30%:1.6%)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 30%:1.6%。