

## **Acr-Bis(30%:1.6%,活性炭处理)**

### **摘要**

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行蛋白质单向平板凝胶等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,30%:1.6%),经活性炭处理。

### **产品介绍**

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行蛋白质单向平板凝胶等电聚焦电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,30%:1.6%),经活性炭处理。主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 30%:1.6%,采用活性炭处理后,过滤。