

Acr-Bis(37.5%1%)

摘要

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行特殊电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,37.5%:1%)

产品介绍

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行特殊电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,37.5%:1%)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 37.5%:1%。