

Acr-Bis(40%,291)

摘要

DGGE 电泳,丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,38.67%:1.33%)

产品介绍

DGGE 电泳,丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(Acr-Bis,38.67%:1.33%)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为38.67%:1.33%(40%,29:1)。