

Acr-Bis(40%,491)

摘要

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),包括 SDS-PAGE 胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(40%Acr-Bis,37:1),同 sigmaA0924

产品介绍

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),包括 SDS-PAGE 胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(40%Acr-Bis,37:1),同 sigmaA0924 主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 39:1。