

## **Acr-Bis(45%,43.41.6)**

### **摘要**

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行特殊电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(45%,Acr-Bis,43.4%:1.6%)

### **产品介绍**

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),进行特殊电泳,可以用于蛋白的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(45%,Acr-Bis,43.4%:1.6%)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为43.4%:1.6%。