

## Lipofect 脂质体转染试剂

### 摘要

适合于将核酸(DNA 和 RNA)转染入真核细胞。

### 产品介绍

Lipofect 脂质体转染试剂

### 产品简介：

外源基因导入真核细胞的方法有很多种，如磷酸钙转染法、

DEAE-葡聚糖转染法、脂质体法、电穿孔法、显微注射法等。Lipofect 脂质体转染试剂(Lipofect

Transfection Reagent

)是一种新型的阳离子脂质体转染试剂，适用于把质粒、siRNA 或其它形式的核酸包括DNA、RNA、寡核苷酸以及核酸蛋白复合物或带负电荷的蛋白转染到真核细胞中。