

## 改良台氏液粉剂

### 摘要

用于两栖类动物离体实验,肌体灌流、清洗组织。并维持离体组织的正常生理功能。

### 产品介绍

改良台氏液粉剂

### 产品简介:

平衡盐溶液

(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一

定代谢的基本需要。

改良台氏液粉剂也属于平衡盐溶液的一种，主要由氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成，含 HEPES，缓冲能力较常规 Tyrode's Solution(CZ0061)强。直接溶解于水即可使用，经常用于哺乳肌体灌流、清洗组织，并维持离体肠肌的正常生理功能。