

## 改良 Krebs-Henseleit 溶液

### 摘要

又称 Krebs-Henseleit Buffer Modified,同 sigma-k3753。含碳酸氢钠和钙。pH7.2-7.8 即可。作用类似于 Ringer 液，用于动物离体实验,肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。

### 产品介绍

又称 Krebs-Henseleit Buffer Modified,同 sigma-k3753。含碳酸氢钠和钙。pH7.2-7.8 即可。作用类似于 Ringer 液，用于动物离体实验,肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。无菌溶液。主要含有葡萄糖、硫酸镁、氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠等组成。