

乐氏液

摘要

又称为 Ringer 液,用于哺乳动物离体实验,肌体灌流、清洗组织。并维持离体组织的正常生理功能。

产品介绍

乐氏液

产品简介:

平衡盐溶液

(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作

用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

乐氏液也属于平衡盐溶液的一种，主要由0.9%氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成，不含 HEPES。用于哺乳动物离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。