

## 精液保存稀释粉剂

### 摘要

用于精子的常温保护,减少因冷冻造成精子的死亡。一般加入精液后,可以保存 3-5 天。

### 产品介绍

精液保存稀释粉剂

### 产品简介:

正常精液是一种混合物,在射精时由睾丸和附睾的分泌物及悬浮其中的精子与前列腺、精囊腺和尿道球腺的分泌物混合而成,最终射出的混合物是一种粘稠的液体。随着生殖工程技术的兴起及发展,供

精人工授精（

AID）已经成为治疗某些不可恢复或无法治疗的男性不育症的重要疗法，其中精液冷冻是其中的重要环节。

在一定的低温条件下，以一定的时间作用于生物组织细胞，引起细胞的降温、凝固、非损伤性结冰，使生物体内分子运动的速度减慢、停止，从而使细胞代谢降低，处于休眠状态，达到贮存细胞的目的。