

## 复方氯化铵溶液(2.5%)

### 摘要

用于哺乳动物(或人)细胞离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能

### 产品介绍

复方氯化铵溶液(2.5%)

### 产品简介：

复方氯化铵溶液

(2.5%)属于平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)的一种，BSS 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞

生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。