

台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒

摘要

又称锥虫蓝染色液,用于细胞染色,对细胞存活率进行比较精确的定量

产品介绍

台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒

产品简介:

台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒

(Trypan Blue Staining Cell Viability Assay Kit)

是利用正常的健康细胞能够排斥台盼蓝不被染色即拒染特性,而丧失细胞膜完整性的细胞可以被台盼蓝染色的原理研制而成。严格来说,台盼蓝染色检测的是细胞

膜的完整性，通常认为细胞膜丧失完整性，即可认为细胞已经死亡。台盼蓝染色后，通过显微镜下直接计数或显微镜下拍照后计数，就可以对细胞存活率进行比较精确的计算。