

## 洗涤血小板制备试剂盒(无菌)

### 摘要

又称浓缩血小板分离试剂盒或血小板制备试剂盒，将血小板与其他血细胞分开，而且与血浆分开。

### 产品介绍

洗涤血小板制备试剂盒(无菌)又称浓缩血小板分离试剂盒，亦可简称为血小板制备试剂盒，可将血小板与其他血细胞成分分开，而且与血浆蛋白分开，该试剂经过滤除菌，获得的洗涤血小板血浆可以进行下游无菌实验，100ml 规格该试剂盒可分离900ml 新鲜血液。该洗涤血小板制备试剂盒



仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。