

YPDYEPD 培养基

摘要

酵母常规生长的复合培养基

产品介绍

酵母常规生长的复合培养基无菌溶液。主要由酵母提取物、蛋白胨、葡萄糖等组成，不含琼脂。经过滤除菌处理。YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。 YPD 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，不含琼脂，经高压灭菌处理 20min。