

## LB 培养基粉剂

### 摘要

经典、通用的细菌培养液体培养基,本配方为 LB Miller 的配方。推荐用于大肠杆菌培养。

### 产品介绍

经典、通用的细菌培养液体培养基,本配方为 LB Miller 的配方。推荐用于大肠杆菌培养。主要由酵母提取物、胰蛋白胨、氯化钠等组成,如要求无菌,可高压灭菌 15~20min。Luria-Bertani 培养基是经典的细菌培养基,简称 LB 培养基,可以用于各种细菌培养,是分子生物学常规试剂。 Luria-

Bertani 培养基粉剂主要由 1%胰蛋白胨、0.5%酵母提取物、1%氯化钠组成，溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌，应高压灭菌 20min。