

## LB 冷冻缓冲液

### 摘要

保存细菌的培养基

### 产品介绍

保存细菌的培养基无菌溶液。主要由 LB 培养基、硫酸铵、甘油等组成,经过滤除菌处理。生长在平板上或液体培养的细菌可在一定浓度的无菌甘油的 LB 培养基中保存。作为一种替代方法,细菌也可以保存在 LB 冷冻缓冲液。 LB 冷冻缓冲液主要由磷酸盐、硫酸铵、甘油、LB 培养基等组成,经无菌处理,主要用于培养细菌的保存。