

SOB 培养基(pH7.0)

摘要

复苏电转化或化学转化的感受态细胞,提高转化效率

产品介绍

复苏电转化或化学转化的感受态细胞,提高转化效率无菌溶液。主要由高浓度胰蛋白胨、酵母提取物、低浓度氯化钠、氯化钾等组成。经高压灭菌处理。**SOB 培养基**可以用于各种细菌培养,是分子生物学常规试剂。**SOB 培养基(pH7.0)**主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成,其胰蛋白胨浓度比常规 **LB 培养**

基高 1 倍，经 15psi 高压灭菌 20min。