

SB 固体培养基粉剂(Super Broth)

摘要

质粒制备和蛋白质表达

产品介绍

质粒制备和蛋白质表达主要由高浓度胰蛋白胨和酵母提取物、氯化钠等组成。如要求无菌,可高压灭菌 15~20min。

Super Broth 培养基是简称 SB 培养基,可以用于各种细菌培养,是分子生物学常规试剂。 Super Broth 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂粉组成,

其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍，充分溶于无菌水，加热并制成固体平板。如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。