

YPDYEPD 固体培养基粉剂

摘要

酵母常规生长的复合培养基

产品介绍

酵母常规生长的复合培养基主要由酵母提取物、蛋白胨、葡萄糖组成,不含琼脂。如要求无菌,可过滤除菌。YPD 培养基又称 YEPD 培养基,可用于多种细菌培养,主要用于酵母常规生长的复合培养基。 YPD 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖、琼脂粉等组成,其浓度比常规 LB 培养基高,溶于无菌水,加热使琼脂粉充分溶解,立即倾倒成平板。如果严格

要求无菌，应经 7.5psi 高压灭菌 15min。