

## 胰胨培养基(1%)

### 摘要

多用于淀粉水解实验，基本原理是微生物如能产生淀粉酶(胞外酶)，可将培养基中的淀粉水解为麦芽糖、葡萄糖等，再被细胞吸收利用，淀粉水解后遇碘不再变蓝，依此判断某些细菌有无分解淀粉的能力。

### 产品介绍

多用于淀粉水解实验，基本原理是微生物如能产生淀粉酶(胞外酶)，可将培养基中的淀粉水解为麦芽糖、葡萄糖等，再被细胞吸收利用，淀粉水解后遇碘不再变蓝，依此判断某些细菌有无分解淀粉的能力。

无菌溶液。主要由牛肉膏、蛋白胨、淀粉等组成，经无菌处理，pH=7.2。