

## L-谷氨酸溶液(0.2molL)

### 摘要

哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂

### 产品介绍

哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂无菌溶液。按培养基：谷氨酸溶液=100:1 使用，注意避免反复冻融,经过滤除菌。

L-谷氨酸(L-Glutamic acid)分子量为 147.13，  
分子式为 C

H

9

NO

4

,

CAS 号为 56-86-0，是生产味精、香料的原料，亦可用作哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂，用途极为广泛。L-谷氨酸溶液(0.2mol/L)由 L-谷氨酸、去离子水组成，经过滤除菌处理。