

磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁) 期货请咨询

摘要

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSB、D-PBS 溶液,含钙镁,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。

产品介绍

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSB、D-PBS 溶液,含钙镁,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。主要由 137mM NaCl, 2.68mM KCl, 8.1mM Na₂HPO₄, 1.47mM KH₂PO₄, 1.8mM CaCl₂, 3.98mM 镁离子组成,

该粉剂溶于水后 pH 值为 7.2~7.4。使用时, 取粉末充分溶解于水即可使用,如要求无菌, 应高压灭菌或过滤除菌。