

磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁,含酚红)

摘要

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途

产品介绍

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途经高压灭菌处理。主要由 NaCl、KCl、Na₂HPO₄、KH₂PO₄、酚红等组成,pH 值为 7.4。