

## 磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁,含酚红)

### 摘要

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途

### 产品介绍

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途经高压灭菌处理。主要由 NaCl、KCl、Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>、KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>、酚红等组成,pH 值为 6.6-7.0 左右,10 倍稀释后

pH 值为 7.2-7.5。