

磷酸缓冲盐粉剂(10×PBS,无钙镁)

摘要

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,不含钙离子和镁离子,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途

产品介绍

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,不含钙离子和镁离子,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途
主要由 NaCl、KCl、Na₂HPO₄、KH₂PO₄ 组成,该粉剂溶于水后 pH 值为 6.6~7.0, 10



倍稀释之后 pH 值为 7.2-7.5。