

## TBS-葡萄糖溶液

### 摘要

清洗细胞,又称 TBS-D 溶液

### 产品介绍

清洗细胞,又称 TBS-D 溶液无菌溶液,由 TBS(pH7.4)和葡萄糖组成,其中葡萄糖的浓度为 1%,经过滤除菌。Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液,常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液,是常用分子生物学试剂。TBS-葡萄糖溶液主要成分为 Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、1%葡萄糖、防腐剂,不含 Tween 20,经过滤除菌。