

聚乙烯醇抗荧光淬灭封片剂

摘要

又称荧光信号增强封片剂或含 DABCO 的聚乙烯醇封片剂(防褪色) ,是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。该封片剂可以保持荧光信号不减弱, 而且有增强的效果。

产品介绍

又称荧光信号增强封片剂或含 DABCO 的聚乙烯醇封片剂(防褪色) ,是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。该封片剂可以保持荧光信号不减弱, 而且有增强的效果。可以有效延长组织切片的观察和保存时间。水溶液含三(羟甲基)氨基甲烷、三(羟甲基)氨

基甲烷盐酸盐、聚乙烯醇、甘油和 1,4-二
氮杂双环[2.2.2]辛烷。