

## 聚乙烯醇甘油封片剂

### 摘要

又称抗荧光衰减封片剂,是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。封片后可以-20 度或 4 度保存, 保存几周后荧光强度才有所减弱, 罗丹明荧光素在聚乙烯醇中溶解, 因此不能用此封片剂。

### 产品介绍

又称抗荧光衰减封片剂,是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。封片后可以-20 度或 4 度保存, 保存几周后荧光强度才有所减弱, 罗丹明荧光素在聚乙烯醇中溶解, 因此不能用此封片剂。可以有效延长组织切



片的观察和保存时间。